

Revitalisation bioénergétique: 12 programmes

Régénération I: Ce programme peut aussi être utilisé avec les programmes Régénération 2 et Régénération 3. Le programme Régénération I utilise essentiellement la fréquence de 50 Hz. Les 3 programmes forment ensemble le socle de la revitalisation énergétique.

Durée: 30mn

Régénération II: Ce programme peut aussi être utilisé avec les programmes Régénération 1 et Régénération 3. Le programme de Régénération 3 utilise essentiellement les fréquences jusqu'à 50 Hz. Les 3 programmes forment ensemble le socle de la revitalisation énergétique.

Durée: 30mn

Régénération III: Ce programme peut aussi être utilisé avec les programmes Régénération 1 et Régénération 2. Le programme de Régénération 3 utilise essentiellement les fréquences jusqu'à 300 Hz. Les 3 programmes forment ensemble le socle de la revitalisation énergétique.

Durée: 30mn

Os: Harmonisation du champ bioénergétique des os

Durée: 29mn

Tissus: Harmonisation bioénergétique des tissus

Durée: 30mn

Stabilité: Harmonisation du champ bioénergétique pour maintenir la stabilité

Durée: 16mn

Support Holistique: Harmonisation du champ bioénergétique basée sur les fréquences du Solfeggio (solfège sacré)

Durée: 34mn

Nerfs: Harmonisation bioénergétique des nerfs.

Durée: 32mn

Glande pinéale: Harmonisation du champ bioénergétique de la glande pinéale.

Durée: 30mn

Jeunesse: Harmonisation du champ bioénergétique pour maintenir la cohérence

Holistique

Durée: 22mn

Harmonisation épigénétique: Harmonisation du champ bioénergétique de l'empreinte épigénétique

Durée: 30mn

Cellule: Harmonisation du champ bioénergétique des cellules

Durée: 30mn

